




Woreczki SPECI-BAG



Woreczek **SPECI-BAG** jest przeznaczony do transportu wewnętrznego w szpitalu i transportu zewnętrznego substancji biologicznych kategorii B (**UN3373**) zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami dla transportu substancji skażonych (**ADR2013/P650- WHO/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189**).

DANE TECHNICZNE	OPIS
Specyfikacja	SPECI-BAG jest jednorazowym woreczkiem, którego wodoszczelność jest potwierdzona przez B.V.T. (Bureau de Verification Technique).
Materiał	Polietylen wysokiej gęstości, pierwszego wytworzenia, neutralny dla środowiska, podatny na recykling w 100%.
Grubość	35 µm (±5 %)
Wymiary (±5 %)	165 mm x 254 mm
System zamykania System otwierania	Łatwe i szybkie otwieranie dzięki bocznym nacięciom nie wymagające użycia ostrych lub tnących narzędzi. Bezpieczne, trwałe i szybkie zaklejanie.
Typ woreczka	Wodoszczelny, dedykowany do próbek biologicznych. Dodatkowa kieszeń na froncie do umieszczania dokumentów.
Nadruk	Logo Biohazard – Instrukcja użycia w czterech językach (francuski, angielski, niemiecki, hiszpański), oznaczenie CE , numer serii, logo <<IVD>>, oznaczenie producenta. <i>Farba drukarska nie zawiera ołowiu i metali ciężkich. Spełnia francuskie i europejskie standardy.</i>
Producent	LESS France, Francja, www.lessfrance.com
Kraj pochodzenia	Francja
	SPECI-BAG jest zarejestrowanym wyrobem medycznym IVD
Referencje	Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (system szpitali publicznych w Paryżu), Światowa Organizacja Zdrowia (CH), Instytut Pasteura (F), Vacuette (ES).

Informacje dodatkowe:

1. Stosowanie **certyfikowanych woreczków do transportu próbek materiału biologicznego (CE IVD)** jest szczególnie wymagane, o ile szpitalne **laboratorium medyczne** posiada lub zamierza posiadać system zarządzania jakością zgodny z normą **ISO 15189**, co jednoznacznie potwierdzają akredytowane jednostki certyfikujące.
2. Firma LESS France (www.lessfrance.com) jest jednym z największych w Europie producentów certyfikowanych woreczków do transportu próbek materiału biologicznego, stosowanych powszechnie w szpitalnych instalacjach poczty pneumatycznej, jak również w transporcie ręcznym. Mogą być używane w systemach pneumatycznych produkcji Aerocom, Hoertig Rohrpost, Thalmayr, Oppent, Hanter, Sumetzberger, również przy zastosowaniu pojemników do automatycznego rozładunku w laboratorium.
3. Z uwagi na fakt, że bezpośrednimi użytkownikami woreczków będzie wysokokwalifikowany personel oddziałów łóżkowych i laboratorium, ma zastosowanie zapis art. 14 p.2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, który ma brzmienie „**Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim**, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Dodać należy, że woreczki SPECI-BAG wyposażono również w łatwe w odbiorze piktogramy.
4. Istnieje możliwość modyfikacji grafiki woreczka zgodnie z wymaganiami klienta w odniesieniu do większych zamówień.